

水 素 風 呂

Lita Life


お家のお風呂が
「水素風呂」に早変わり！

話題の「水素水」で全身ケア



サーモグラフィー試験結果

普通入浴
15分入浴後



平均温度	34.1
最高温度	36.2
最低温度	28.8

水素風呂Lita Life
15分入浴後



平均温度	34.8
最高温度	36.9
最低温度	30.7

比較
⇒

普通入浴
湯上がり5分後



平均温度	33.9
最高温度	36.0
最低温度	28.6

水素風呂Lita Life
湯上がり5分後



平均温度	34.3
最高温度	36.4
最低温度	29.5

比較
⇐

検査機関：日本水素水振興協会 試験日：2016年1月19日

リタライフの機能

誰でも
カンタン操作

30分で
準備完了

5~10分で
水素を吸収

操作手順



本体の裏側に電極プラグを差し込みます



本体は浴室の外に!

お湯の中に電極を入れます



本体電源をオンにします



本体の水素生成ボタンを押すと水素が発生します



30分で準備完了

+ 音声案内機能つき

音楽専用デバイスに接続できる

+ Bluetooth対応

ヒーリングミュージック 20曲内蔵

スマホやタブレットに保存した音楽をワイヤレスで楽しめます!



Bluetooth機器



通常レンタル料金
~~1ヶ月5,400円~~ (税込)

研究協力委員
価格

3,780円 (税込)